



Gebruiksaanwijzing

Wandelstok met zitje PR30149

Deze wandelstok dient als hulp bij het lopen en kan bovendien worden gebruikt als zithulp in noodgevallen en om uit te rusten.

Gebruik:

Om te lopen de stok in elkaar vouwen en erop letten dat de haak vast klikt. Voor het zitten de stok helemaal openen en op een effen oppervlak plaatsen.

Veiligheidsinstructies:

Maximaal gebruikersgewicht is 120 kg.

De handgreep dient zich aan de voorzijde te bevinden bij het zitten, zie afbeelding.

De wandelstok niet als vervanging voor een trapje of ladder gebruiken.

De wandelstok uitsluitend op effen ondergrond en NIET op sneeuw en ijs gebruiken.

Controleer de stok regelmatig op schade, geen beschadigde stok gebruiken.

Zithoogte 50 cm.

